

## FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO 106LH005

### Datos del producto

Referencia distribuidor	106LH005
Referencia fabricante	LH005
Marca comercial	WESTFIELD



### Especificaciones Técnicas

Descripción	<p>AQUAFILM BOLSA LAVAND.SOLUBLE 711MMX990M</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- AQUAFILM es una auténtica barrera sanitaria para manejar la ropa sucia o contaminada.</li> <li>- Proporciona seguridad. Totalmente hermética, reduce el peligro de contaminación e infección cruzada del equipo y personal hospitalario y del personal de lavandería.</li> <li>- AQUAFILM es ecológica, no se necesita recuperar desechos, al contrario que las bolsas parcialmente solubles, no solubles o plásticas que necesitan incinerarse y desprenden gases tóxicos.</li> <li>- No causa ningún daño a la lavadora hospitalaria, dado que la bolsa se disuelve totalmente. Se aconseja, no obstante, controlar el volumen de ropa, agua suficiente, temperatura a 60°C y los agentes antiespumantes vertidos en el lavado.</li> <li>- La bolsa se extruye al soplo para proporcionar resistencia al alto impacto en todos sus puntos. Esto reduce el peligro de que se rompa si se maneja bruscamente.</li> <li>- La bolsa se cierra con la atadura rosa-transparente que lleva incorporada cada bolsa y que es soluble en agua fría, lo que permite que se abra en el primer ciclo de lavado; esencial en los hospitales para la disolución y limpieza de manchas de sangre, etc.</li> <li>- La bolsa es transparente y opaca para facilitar la identificación de su contenido sin necesidad de apertura.</li> </ul>
-------------	---

Recomendado un uso por directiva comunitaria para la prevención de infecciones.

Indicaciones de uso	<p>AQUAFILM permite el manejo seguro de la ropa contaminada o infectada, reduciendo el peligro de contaminación para el personal del hospital y de la lavandería hospitalaria. Las pruebas bacteriológicas confirman la impermeabilidad de la bolsa a las bacterias. Resiste a la humedad tomando las debidas precauciones (envolver la ropa húmeda con ropa seca), lo que permite contener ropa "normalmente húmeda o mojada" sin romperse o afectarse la bolsa.</p>
---------------------	---

La ropa sucia o contaminada se pone en la bolsa y se sella con una atadura fuerte que lleva incorporada la misma bolsa, para asegurar su cierre durante el traslado a la lavandería. Su contenido no necesita manipularse en ningún momento, hasta después del proceso de lavado y secado, gracias a que la bolsa se disuelve totalmente en agua caliente a más de 60° en lavadora industrial formando una solución biodegradable.

## FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO 106LH005

### Especificaciones Técnicas

Envasado	Embalaje con 100 unidades
Composición	
Medidas	711mm x 990mm
Método de esterilización	AQUAFILM es totalmente hidrosoluble. La composición de la bolsa es de alcohol polivinílico.
Acreditaciones	Marca CEE: NO ES DE APLICACION Tipo producto: Clase:

### Datos logísticos

Presentación	CAJA 100 U
Conservación	TEMPERATURA AMBIENTE
Código EAN	8426950006480
Peso	4,070 KG
Dimensiones	Largo: 21,100 CM
	Ancho: 31,400 CM
	Alto: 17,200 CM