

RECUPERADOR DE SUELOS MUBOX 5L

DESCRIPCIÓN:

Producto indicado para mantener el brillo en suelos cristalizados, incrementa el brillo en suelos desgastados y no cristalizados. Recomendado para la conservación del brillo en suelos cristalizados de mármol y terrazo. Usado regularmente limpia, abrillanta y aviva los colores. Alarga la vida del cristalizado. Puede utilizarse en suelos de terrazo y mármol no cristalizados o muy desgastados.

MODO DE EMPLEO:

Diluir el producto al 1.2% (12 ml por cada litro de agua). Extender con la fregona escurrida. Una vez seco pasar la mopa para aumentar el brillo. Para obtener un mayor brillo utilizar una enceradora con los apliques de cepillos o con lana de acero fina, en seco, sobre el suelo.

CARACTERÍSTICAS:

Propiedad

Valores típicos

Aspecto

Líquido opaco de color verde claro, con olor característico del perfume.

pH

5 – 7.5

Densidad (g/cm³)

1.000 - 1.010

Composición

Menos del 5% de tensioactivos no iónicos. Perfume. Methylchloroisothiazolinone y Methylisothiazolinone.

ADVERTENCIAS:

Si el pavimento está muy sucio de grasas, ceras o resinas, hay que limpiarlo bien con cualquier limpiador amoniacal y agua caliente antes de aplicar el Recuperador de Suelos. Para mantenimiento diario no utilizar limpiadores amoniacales, desengrasantes o lejía; preferentemente limpiar con mopa, y 2 veces por semana con agua y Recuperador de suelos. Si se añade un exceso de producto puede quedarse mate. En este caso, aplicar quitaceras.

PRECAUCIONES:

Consejos de prudencia:

P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta

P102: Mantener fuera del alcance de los niños

P501: Elimínese el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio

Información suplementaria:

EUH208: Contiene Mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1). Puede provocar una reacción alérgica

No Ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20.

ENVASE:

Envase tipo	Garrafa polietileno traslúcida
Tapón	Tapón de polietileno de rosca rojo
Capacidad	5 L
Nº Unidades por caja	4
Nº Cajas por palet	32